

## ÜBERSICHT FIBERENDOSKOPE & LICHTQUELLEN

	Gastroskope		Koloskop	Bronchoskope	
	FG-1Z	FG-1ZP	FC-1Z	FB-120 S / T / P	FB-120MP
Blickwinkel	105°	105°	120°	120° / 120° / 100°	120°
Tiefenschärfe	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm	1-50 mm	1-50 mm
Blickrichtung	vorwärts	vorwärts	vorwärts	vorwärts	vorwärts
□ Distalende	9,5 mm	7,8 mm	13,0 mm	4,8 / 5,9 / 2,7 mm	4,8 mm
□ Einführungsschlauch	9,8 mm	7,9 mm	13,0 mm	4,9 / 5,9 / 2,8 mm	4,9 mm
□ Arbeitskanal	2,8 mm	2,2 mm	3,2 mm	2,2 / 2,8 / 1,2 mm	2,2 mm
Abwinkelung Auf/Ab	210°/90°	210°/90°	180°/180°	180°/130°	180°/130°
Abwinkelung Rechts/Links	100°/100°	100°/100°	160°/160°	-/-	-/-
Arbeitslänge	1.030 mm	1.030 mm	1.660 mm	600 mm	600 mm
Gesamtlänge	1.350 mm	1.350 mm	1.980 mm	900 mm	900 mm

	Lichtquellen	
	PS2-HN	PS2-HP
zuschaltbare Ersatzlampe	nein	nein
Integrierte Luftpumpe	nein	ja
Lampe	150 W Halogen	150 W Halogen
Gewicht	7,9 kg	8,6 kg
Abmessungen (B x H X T)	195 x 215 x 350 mm	195 x 215 x 350 mm